

# VETOQUINOL CARE Milkocat

## VETOQUINOL CARE Milkodog

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complet dallaitement.

Composition par ordre de poids décroissant:

Lait et dérivés, huiles et graisses, céréales, extraits de protéines végétales, minéraux.

Liste des additifs :

Additifs par kg

- Vitamines et provitamines :

Vitamine A ..... 25 000 UI

Vitamine D ..... 1 000 UI

Vitamine E (acétate *alpha*-tocophéryle totalement racémique) ..... 160 mg

Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) ..... 22 mg

Vitamine B2 (riboflavine) ..... 34 mg

Vitamine B6 ..... 16 mg

Vitamine B12 ..... 0,3 mg

Vitamine K ..... 0,8 mg

Vitamine C (acide L-ascorbique) ..... 10 mg

Taurine ..... 2 000 mg

- Oligo-éléments :

Zinc (sulfate de zinc monohydraté) ..... 180 mg

Fer (chélate ferreux de glycine, hydraté) ..... 100 mg

Manganèse (sulfate manganéux monohydraté) ..... 60 mg

Cuivre (chélate cuivreux de glycine, hydraté) ..... 10 mg

Iode (iodate de calcium anhydre) ..... 3 mg

Sélénium (sélénite de sodium) ..... 0,3 mg

- Antioxydants :

BHT ..... 50 ppm

BHA ..... 10 ppm

- Liants, antiagglomérants, arômes, émulsifiants.

Utilisation:

Chez les chatons et chiots : aliments complets apportant tous les constituants essentiels du lait maternel aux chatons et chiots nouveau-nés.

Ils servent d'aliments de remplacement des chatons et chiots orphelins, et peuvent être utilisés comme aliments complémentaires en cas de portée nombreuse ou de faible production laitière.

Ils peuvent être distribués à la naissance en lait reconstitué ou en poudre de lait mélangé à l'alimentation normale.

Les ingrédients de haute qualité, enrichis en vitamines et oligo-éléments, sont faciles à digérés pour aider la croissance normale.

Mode d'emploi:

Voie orale.

- Préparation

. Dans la biberon fourni : remplir le biberon avec la poudre de lait jusqu'à la marque POUDRE. Ajouter leau tiède jusqu'à la marque EAU et attacher la tétine. Agiter pour bien mélanger et compléter avec de leau jusqu'à la ligne EAU.

. Dans un autre contenant : dissoudre 1 volume de poudre de lait dans 2 volumes de leau tiède. Agiter pour bien mélanger.

- Utilisation

Donner le lait à la température corporelle (37°C). Créer un trou dans la partie supérieure de la tétine. Nourrir à intervalle régulier.

Administer le mélange chauffé selon les besoins (les chatons et les chiots régulent deux-mêmes leur consommation), en respectant les préconisations d'utilisation suivantes :

AGE	1 <sup>re</sup> semaine		2 <sup>e</sup> semaine		3 <sup>e</sup> semaine		4 <sup>e</sup> semaine		5 <sup>e</sup> semaine	
	Chiot	Chaton	Chiot	Chaton	Chiot	Chaton	Chiot	Chaton	Chiot	Chaton
Nb de tétées/jour»	8	8	7	7	6	6	5	5	5	5
Volume conseillé/jour (ml/100g)	23	25	23	25	23	25	23	25	23	25
Volume limité/jour (ml/100g)	18 -	20 -	18 -	20 -	18 -	20 -3	18 -	20 -	18 -	20 -
	28	30	28	30	28	0	28	30	28	30

Les chatons et les chiots doivent prendre du poids tous les jours. Une pesée journalière permet d'adapter le volume de l'alimentation. Dès la 4<sup>e</sup> semaine, les chatons et les chiots apprennent progressivement à salimenter avec de la nourriture solide. En raison de la présence d'oligo-éléments et de vitamines avec une limite maximale, ne pas administrer plus de 200 g de poudre/chaton/jour et 350 g de poudre/chiot/jour.

- Durée d'utilisation recommandée

Utiliser autant que nécessaire jusqu'à ce que les chatons et les chiots aient accès à des taux adéquats de lait maternel ou soient complètement sevrés avec la nourriture solide.

#### Précautions d'emploi:

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

- Conditions de conservation

Avant reconstitution, stocker à température ambiante, protéger de la lumière.

Utiliser le couvercle en plastique pour fermer la boîte. Utiliser rapidement après ouverture.

Une fois reconstitué, stocker dans le réfrigérateur et utiliser dans les 24 heures.

---

VETOQUINOL CARE Milkocat : boe de 200 g de poudre

GTIN : 03605874383951

---

VETOQUINOL CARE Milkodog : boîte de 350 g de poudre

GTIN : 03605874384019

---

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

70204 LURE CEDEX

Direction France

31, rue des Jeûneurs

75002 PARIS

Tél : 01.55.33.50.25

Fax : 01.47.70.42.05

www.vetoquinol.fr

**Vétoquinol**  
 *Signe de Passion*