

Nettoyant Auriculaire Physiologique VIRBAC

Caractéristiques:

Solution auriculaire pour chiens et chats.

Nettoyant Auriculaire Physiologique est une solution isotonique et non moussante, garantie d'une parfaite tolérance :

- nettoyage en douceur : pH physiologique, identique à celui de la peau de l'animal.
- neutralisation des odeurs : technologie brevetée.

Muni d'un embout atraumatique, le flacon délivre à chaque pression une dose sous forme d'un jet brisé n'effrayant pas l'animal. Sa forme ergonomique facilite la prise en main et l'utilisation.

Composition par ordre décroissant:

Solution auriculaire.

Solution micellaire à base de tensioactifs non-ioniques doux, EDTA, Complexe anti-odeur. pH7.

Fonction du produit:

Chez les chiens et chats :

- hygiène régulière des oreilles.

Mode d'emploi:

Voie auriculaire.

Chiens et chats.

Retirer le capuchon. Placer l'embout dans le conduit auditif.

Exercer une pression dans chaque oreille.

Après l'application, masser la base de l'oreille puis essuyer l'intérieur du pavillon à l'aide d'un coton imbibé de produit.

Le nettoyage est préconisé 1 à 2 fois par semaine en entretien.

Précaution d'emploi:

Usage externe uniquement.

Eviter le contact avec les yeux.

Conservation : éviter une exposition prolongée à des températures supérieures à 30°C.

Flacon de 100 ml

GTIN : 03597132000086

VIRBAC France

Espace Azur Mercantour

3^e rue LID

06510 CARROS

www.virbac.fr

