

REHYDION® Gel

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique.

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau.

Composition par ordre de poids décroissant:

Chlorure de sodium, chlorure de potassium, glucose.

Liste des additifs :

Conservateurs :

Diacétate de sodium (E262)

Formiate de sodium (E237)

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

A base d'électrolytes, d'agents alcalins et de composés énergétiques facilement assimilables, REHYDION® Gel est recommandé chez les veaux pour la stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau, notamment en cas de risques de troubles digestifs (diarrhées), pendant et après ceux-ci.

Sous forme de gel, très pratique d'emploi et spécifiquement étudié pour favoriser la buvée, REHYDION® Gel est très appétant et peut être dilué dans l'eau ou dans le lait, ce qui n'oblige pas à l'interruption de l'aliment lactée.

Le pH bas de la solution garantit la formation rapide du caillot de lait dans la caillette.

Utilisation:

Chez les veaux :

- compensation des pertes en eau et en électrolytes lors de la déshydratation en cas de risques de troubles digestifs (diarrhées), pendant et après ceux-ci.

Mode d'emploi:

80 ml par jour du gel REHYDION® combrent les déficits de base lors d'une diarrhée d'un jeune de 40 à 50 kg.

Flacon de 320 ml

Ajouter 20 ml du bouchon doseur par litre d'eau ou de lait.

Dès les premiers signes de diarrhée, administrer en buvée ou directement par voie orale, 2 litres de cette solution le matin et 2 litres le soir pendant 2 jours ou plus, selon les besoins hydro-électrolytiques.

Entre les administrations, il est conseillé de mettre à disposition de l'eau de boisson à volonté.

Un flacon = 8 repas soit 1 veau pendant 4 jours ou 2 veaux pendant 2 jours.

Autres obligations liées la catégorie:

Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

Flacon de 320 ml

GTIN : 03411111906193

CEVA Santanimale

10 avenue de la Ballastière

33500 LIBOURNE

Tél : 05.57.55.40.40

Fax : 05.57.55.41.98

www.ceva.com

